




Par tek kullanımlık laparoskopik yıkama & emme sistemi





- Sulama ve emmenin ikili işlevi sağlanır.
- Net, ergonomik el aletine sahip renk kodlu butonlar vardır.
- Haznenin içine kolay erişim için çıkarılabilir arka port vardır.
- Trompet valf ile değişken akış kontrolü sağlanır.



- Yumuşak, esnek ve şeffaf boru, sarmayı en aza indirir ve çalışma sırasında görüş, kontrol ve güvenliği iyileştirir.



- Prob ucundaki 8 havalandırma, yüksek sıvı akışı sağlar.
- Yalnızca tek kullanımlıktır, çapraz enfeksiyonu önler.
- Ergonomik el aleti, hem sol hem de sağ elle kullanıma uygundur.
- Yüksek kapasiteli boru, sıvıların kolay akışı için ağ geçidini açar.



- Çift sızdırmazlık valf sistemi hassas çalışma sağlar.
- Standart problardaki yan havalandırmalar, güçlü kontrollü yanıl spreyl sağlar.