


YARA YIKAMA SİSTEMİ



- Ergonomik tasarım ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
- Kendinden bataryalı tasarıma sahiptir.
- İki kademeli hız ayarı tüm özel ihtiyaçları karşılar.
- Diz ve kalça için farklı uçları mevcuttur.
- Tamamen tek kullanımlıktır.



- Sistemin birden fazla kalça ve diz için nozzle uç seçenekleri mevcuttur.
- Nekrotik doku, yabancı maddeleri ve bakterileri kolayca temizler, emboli riskini azaltır.



- Sıvı emilimi ve steril sıvı sulama aynı zamanda gerçekleşir.
- Dual spike & Single seçenekleri mevcuttur.

